


Anti-Smyd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb/If/Elisa - Q9Nrg4

Artikelnummer: CM0030636



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen SMYD2 (KMT3C, HSKM-B) gerichtet ist, für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Histon-Methylierung, p53-Regulation und Krebs-Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMYD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KMT3C; HSKM-B; ZMYND14; SMYD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56950
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von menschlichem SMYD2 (NP_064582.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NRG4
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel