


Anti-Smyd3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Artikelnummer: CM0006979



Einführung

SMYD3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und rattem SMYD3-Protein (49 kDa). Geeignet für die Forschung zu Chromatinmodifikation und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMYD3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64754
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem SMYD3 (Q9H7B4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H7B4
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel