


Anti-Smyd3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Artikelnummer: CM0018187



Einführung

SMYD3-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Zur Erforschung der Histonmethylierung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMYD3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64754
Gen-ID	64754
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des menschlichen SMYD3 (NP_001161212.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H7B4
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku