

Anti-Smyd5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q6Gmv2

Artikelnummer: CM0030464

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SMYD5 (ZMYND23), eine Protein-Lysin-N-Trimethyltransferase, die an Translationsverlängerung, Histonmodifikation und Regulation embryonaler Stammzellen beteiligt ist. Validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMYD5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RRG1; RAI15; NN8-4AG; ZMYND23; SMYD5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-400 von humanem SMYD5 (NP_006053.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6GMV2
Proteinmasse	47 kDa
Versand	Eisbeutel