

Anti-Snai1 (Snail) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Artikelnummer: CM0029534



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Snail (SNAI1) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Erkennt Orthologe von Maus und Ratte. Geeignet für EMT-, Krebs- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Snail Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6615
GenID	6615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-264 von menschlichem Snail (NP_005976.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95863
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel