

Polyklonaler Anti-Snail-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Artikelnummer: CM0013823



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Snail (SNAI1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der epithelial-mesenchymalen Transition (EMT) und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Snail-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAIL1; dj710H13.1; Snail
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6615
GeneID	6615
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-267 des humanen Snail (NP_005976.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95863
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku