

Anti-Snail Polyklonaler Antikörper (Snai1) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Artikelnummer: CM0031065



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Snail/SNAI1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur epithelial-mesenchymalen Transition (EMT) und Tumorprogression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Snail Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Spezies	Human
GeneID (Human)	6615
GeneID	6615
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-267 des humanen SNAI1 (NP_005976.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95863
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku