

Polyklonaler Anti-Snap23-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O00161

Artikelnummer: CM0018387



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SNAP23, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der SNARE-vermittelten Membranfusion in humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNAP23-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SNAP-23; SNAP23A; SNAP23B; HsT17016; SNAP23
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8773
GeneID	8773
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-211 des humanen SNAP23 (NP_003816.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00161
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku