

Anti-Snap25 Polyklonale Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P60880

Artikelnummer: CM0016370



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches SNAP25, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu synaptischer Funktion und Neurotransmitterfreisetzung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNAP25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	SUP, RIC4, SEC9, SNAP, CMS18, RIC-4, SNAP-25, bA416N4.2, dj1068F16.2, SNAP25
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6616
Gen-ID	6616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-206 des menschlichen SNAP25 (NP_570824.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60880
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel