

Anti-Snap25 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P60880

Artikelnummer: CM0006600



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes SNAP25 (P60880), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Forschung zur synaptischen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNAP25 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dj1068F16.2; SNAP25
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6616
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P60880
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel