

Anti-Snap29 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95721

Artikelnummer: CM0031079



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches SNAP29 für Anwendungen in WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Autophagie, Membranfusion und Ziliogenese. 29 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNAP29 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CEDNIK; SNAP-29; SNAP29
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9342
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-258 von menschlichem SNAP29 (NP_004773.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95721
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel