

## Anti-Snapc2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13487

Artikelnummer: CM0022730

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SNAPC2, eine wichtige Untereinheit des snRNA-aktivierenden Proteinkomplexes. Für Western Blot und ELISA validiert; erkennt humanes und murines SNAPC2 (~36 kDa). Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SNAPC2-Kaninchen-pAb                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | SNAP45; PTFDELTA; SNAPC2                                                                                            |
| Art               | Mensch                                                                                                              |
| GeneID (Mensch)   | 6618                                                                                                                |
| GeneID            | 6618                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-100 des humanen SNAPC2 (NP_003074.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                        |
| SWISS             | Q13487                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 36 kDa                                                                                                              |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                            |