

Polyklonaler Anti-Snapin-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 095295

Artikelnummer: CM0014039

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SNAPIN (SNAPAP, BLOC1S7), ein SNARE-assoziiertes Protein, das an der Lysosomenbiogenese und dem Vesikeltransport beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNAPIN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BLOS7; BORCS3; SNAPAP; BLOC1S7; SNAPIN
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23557
GeneID	23557
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-136 des humanen SNAPIN (NP_036569.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95295
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku