

Anti-Snd1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzf4

Artikelnummer: CM0005766



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Anti-SND1 Antikörper [KO validiert] für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt die 102 kDa miRNA Endonuklease und transkriptionelle Koaktivator p100/TDRD11. Ideal für Genregulations- und Virologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SND1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p100; TDRD11; Tudor-SN
Spezies	Human
GeneID (Human)	27044
GeneID	27044
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-285 des humanen SND1 enthält (NP_055205.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7KZF4
Protein-Gewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel