

Anti-Snd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kzf4

Artikelnummer: CM0030480



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SND1, validiert durch Knockout. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt SND1 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu miRNA-Abbau und Transkriptionsregulation. Hochwertiges IVD-Rohmaterial von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SND1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p100; TDRD11; Tudor-SN; D1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27044
Gen-ID	27044
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-285 des humanen SND1 (NP_055205.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7KZF4
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel