


Anti-Snip1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tad8

Artikelnummer: CM0018846



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SNIP1, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Essenziell für das prä-mRNA-Spleißen, die NF-κB-Signalübertragung und die miRNA-Biogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SNIP1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	PML1; PMRED; NEDHCS; SNIP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79753
Gen-ID	79753
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen SNIP1 (NP_078976.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8TAD8
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku