

Anti-Snrk Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nrh2

Artikelnummer: CM0020933



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SNRK, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Targetiert die SNF-verwandte Kinase, die an der hämatopoetischen Proliferation und neuronalen Apoptose beteiligt ist. Für Forschung und IVD-Anwendung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRK Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HSNFRK; SNRK
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	54861
GeneID	54861
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-240 des humanen SNRK (NP_060189.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NRH2
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eispackung