

Kaninchen-Polyclonaler Anti-Snrnp200-Antikörper Für Wb, Elisa - 075643

Artikelnummer: CM0024755



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches SNRNP200 (U5-200KD Helicase), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Erforschung des Spleißosoms und Studien zum Mechanismus der Prä-mRNA-Spleißung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRNP200 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	BRR2, RP33, HELIC2, ASCC3L1, U5-200KD, SNRNP200
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23020
GenID	23020
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1947-2136 von menschlichem SNRNP200 (NP_054733.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075643
Proteinmasse	245 kDa
Versand	Eisbeutel