

Polyklonaler Anti-Snrnp35-Antikörper Für Wb, Elisa - Q16560

Artikelnummer: CM0018524



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SNRNP35 (U11/U12-snRNP-Protein mit 35 kDa). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Reaktivität gegenüber humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung des Spleißosoms und des mRNA-Spleißens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRNP35-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HM1; HM-1; U1SNRNPBP; SNRNP35
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	11066
GeneID	11066
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-150 des humanen SNRNP35 (NP_073208.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16560
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Kühlakku