


Anti-Snrrnp40 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Di7

Artikelnummer: CM0021370



Einführung

Hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SNRNP40 (40K, WDR57, PRP8BP), eine Kernkomponente des U5-snRNP-Spliceosoms. Für Western Blot und ELISA validiert, mit breiter Säugetier-Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Spleißens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRNP40-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	40K; SPF38; WDR57; PRP8BP; HPRP8BP; PRPF8BP; SNRNP40
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9410
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-357 des humanen SNRNP40 entspricht (NP_004805.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96DI7
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku