

Anti-Snrnp70 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08621

Artikelnummer: CM0025065



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SNRNP70 (U1-70K). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert kreuz mit Mensch, Maus, Ratte. Unverzichtbar für Forschung zur Spliceosomen-Assemblierung und Prä-mRNA-Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Detail
Produktname	SNRNP70 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliae	RPU1, Snp1, U1AP, U170K, U1RNP, RNP1Z, SNRP70, U1-70K, SNRNP70
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6625
GenID	6625
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem SNRNP70 (NP_003080.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08621
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel