

Anti-Snrnp70 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08621

Artikelnummer: CM0007136



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen SNRNP70, validiert für Western Blot und ELISA, mit Reaktivität gegenüber humanen und murinen Proben. Ideal für die Spliceosom-Assembly und U1 snRNP-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] SNRNP70 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RPU1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6625
GenID	6625
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von SNRNP70 (NP_003080.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08621
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel