

Anti-Snrnp70 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08621

Artikelnummer: CM0015106



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SNRNP70 (U1-70K) gerichtet ist, eine Schlüsselkomponente des U1-snRNP-Spleißosoms. Validiert für Western Blot und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Für IVD- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRNP70 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPUI1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUI2; SNRP70; U1-70K; SNRNP70
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6625
GenID	6625
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von menschlichem SNRNP70 (NP_003080.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08621
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel