


Anti-Snrpb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14678

Artikelnummer: CM0023188



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SNRPB (Sm B/B'), ein Kernprotein des Spleißosoms. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Für Studien zum Spleißen und zur RNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRPB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COD; CCMS; SNRPB1; SmB/B'; Sm-B/B'; snRNP-B; SmB/SmB'; SNRPB
Spezies	Human
GeneID (human)	6628
GeneID	6628
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SNRPB (NP_003082.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14678
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eistasche