

Anti-Snrpb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08579

Artikelnummer: CM0027801



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SNRPB2 (U2B''), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von prä-mRNA-Spleißen und Spliceosom-Funktion. 25kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRPB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Msl1; U2B''; SNRPB2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6629
GeneID	6629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 des humanen SNRPB2 (NP_003083.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08579
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistüte