


Anti-Snrpd1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62314

Artikelnummer: CM0017212



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Anti-SNRPD1 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Spliceosom-Assemblierung und Prä-mRNA-Spleißmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRPD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMD1; SNRPD; Sm-D1; HsT2456; SNRPD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6632
Gen-ID	6632
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-96 von humanem SNRPD1 (NP_008869.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62314
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eispackung