

Anti-Snrpd3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62318

Artikelnummer: CM0018272



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SNRPD3 (Sm-D3), ein Kernprotein des Spleißosoms. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von prä-mRNA-Spleißen und Histon-mRNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRPD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMD3; Sm-D3; SNRPD3
Spezies	Mensch
GeneID (human)	6634
GeneID	6634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 8-121 von humanem SNRPD3 (NP_001265585) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62318
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühltasche