

Anti-Snrpe Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62304

Artikelnummer: CM0030661



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes SNRPE (Kleines kern-Ribonukleoprotein E). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur prä-mRNA-Spleißung und zum Spleißosom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRPE Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	SME; Sm-E; HYPT11; snRNP-E; SNRPE
Spezies	Mensch
Gen-ID	6635
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-92 von humanem SNRPE (NP_003085.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62304
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel