

Anti-Snrpf Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62306

Artikelnummer: CM0015242



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SNRPF (kleines nukleäres Ribonukleoprotein F), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für Studien zu Prä-mRNA-Spleißen und snRNP.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRPF Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SMF; Sm-F; snRNP-F; SNRPF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6636
GenID	6636
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-86 von humanem SNRPF (NP_003086.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62306
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel