

Anti-Snw1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13573

Artikelnummer: CM0014964



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SNW1 (SKIP, NCoA-62) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielprotein beteiligt an Prä-mRNA-Spleißen und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNW1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	Bx42; SKIP; FUN20; Prp45; SKIIP; SKIP1; PRPF45; NCOA-62; SNW1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	22938
GeneID	22938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-536 von menschlichem SNW1 (NP_036377.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13573
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel