


Anti-Snx1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13596

Artikelnummer: CM0009529



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Sorting Nexin-1 (SNX1/VPS5). Rekombinantes Immunogen (aa 1-100), validiert für WB und ELISA. Erkennt eine 59kDa-Bande. Unverzichtbar für die Untersuchung der Retromer-abhängigen Cargo-Sortierung und endosomalen Transportwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VPS5; HsT17379; SNX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6642
GenID	6642
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem SNX1 (Q13596) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13596
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel