


Anti-Snx1 Kaninchen Pab Für Wb - Q13596

Artikelnummer: CM0025990



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SNX1 (Sorting nexin-1), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Detektiert eine 59 kDa-Bande und reagiert kreuzreagierend mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu intrazellulärem Trafficking und Retromeren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	SNX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	VP55; HsT17379; SNX1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6642
Gen-ID	6642
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 des humanen SNX1 (NP_003090.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13596
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel