


Anti-Snx13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W8

Artikelnummer: CM0018462



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes SNX13, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt SNX13 in menschlichen und murinen Proben mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 112 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RGS-PX1; SNX13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23161
GenID	23161
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-230 von humanem SNX13 (NP_055947.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y5W8
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel