

Anti-Snx15 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrs6

Artikelnummer: CM0030098



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SNX15, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 38kDa-Protein, das am intrazellulären Transport beteiligt ist. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSAF001435; SNX15
Spezies	Human
GeneID (Human)	29907
GeneID	29907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-342 von humanem SNX15 (NP_037438.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRS6
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel