


Anti-Snx3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60493

Artikelnummer: CM0028191



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SNX3 (Sorting nexin-3) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum endosomalen Transport, zur Funktion des Retromer-Komplexes und zur WNT-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SDP3; Grd19; MCOPS8; SNX3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8724
GenID	8724
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-162 von humanem SNX3 (NP_003786.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60493
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel