


Anti-Snx32 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q86Xe0

Artikelnummer: CM0029633



Einführung

SNX32 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Beteiligt am endosomalen Transport und am Neuritenwachstum; ideal für Neurowissenschaften und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX32 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SNX6B; SNX32
Spezies	Human
GenID	254122
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 218-285 von humanem SNX32 (NP_689973.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86XE0
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel