


Anti-Snx5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5X3

Artikelnummer: CM0013646



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SNX5, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung des intrazellulären Transports und der Retromer-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SNX5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	27131
GeneID	27131
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 145–404 des humanen SNX5 entspricht (NP_055241.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5X3
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku