


## Anti-Snx7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Unh6

Artikelnummer: CM0027391



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SNX7, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Endozytose und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SNX7 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Anmerkungen/Alias | SNX7                                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 51375                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 85-330 des humanen SNX7 (NP_057060.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | Q9UNH6                                                                                                                    |
| Proteinmasse      | 45 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eispackung                                                                                                                |