


Anti-Snx9 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y5X1

Artikelnummer: CM0018563



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SNX9, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, Maus- und Ratten-SNX9, relevant für Studien zur Endozytose und Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SDP1; WISP; SH3PX1; SH3PXD3A; SNX9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51429
Gen-ID	51429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-210 von humanem SNX9 (NP_057308.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5X1
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eistasche