


Monoklonaler Anti-Soat1-Antikörper Für Wb, Elisa - P35610

Artikelnummer: CM0006898



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SOAT1 (Sterol-O-Acyltransferase 1, ACAT-1), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zum Cholesterinstoffwechsel, zur Lipoproteinassembly und zur Aufnahme von Nahrungscholesterin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOAT1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Aliase	ACAT; SOAT; STAT; AACT; ACAT1; ACAT-1; SOAT1
Spezies	Mensch
GeneID	6646
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-104 des humanen SOAT1 entspricht. (NP_003092.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35610
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku