

Anti-Soat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35610

Artikelnummer: CM0029108



Einführung

SOAT1 (ACAT-1) kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Cholesterinstoffwechsel; 65 kDa. Geeignet für Lipidforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOAT1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ACAT, SOAT, STAT, ACACT, ACAT1, ACAT-1, SOAT1
Spezies	Mensch
Gen-ID	6646
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-130 von menschlichem SOAT1 (NP_003092.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35610
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel