

Anti-Socs1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15524

Artikelnummer: CM0025412

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SOCS1 (JAB/SSI-1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der JAK/STAT-Signalübertragung und Zytokinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOCS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JAB; CIS1; SSI1; TIP3; CISH1; SSI-1; TIP-3; AISIMD; SOCS-1; SOCS1
Spezies	Mensch
GenID	8651
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem SOCS1 (NP_003736.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15524
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel