


Anti-Socs2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14508

Artikelnummer: CM0004013



Einführung

Anti-SOCS2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch und Ratte. Erkennt Suppressor of Cytokine Signaling 2, einen Regulator der Ubiquitinierung und des Abbaus des Wachstumshormon-Rezeptors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOCS2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CIS2; SSI2; Cish2; SSI-2; SOCS-2; STATI2; SOCS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8835
GenID	8835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-198 von menschlichem SOCS2 (NP_001257400.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O14508
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel