


Anti-Socs2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14508

Artikelnummer: CM0023557



Einführung

Humanes SOCS2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zielt auf den Suppressor der Zytokin-Signalgebung 2, einen Schlüsselregulator des Wachstumshormon- und Erythropoietin-Rezeptor-Signalwegs. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOCS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIS2, SSI2, Cish2, SSI-2, SOCS-2, STAT2, SOCS2
Spezies	Mensch
GenID	8835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-198 von humanem SOCS2 (NP_001257400.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14508
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel