

Anti-Socs3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14543

Artikelnummer: CM0015312

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SOCS3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-SOCS3. Geeignet für die JAK/STAT-Signalweg- und Zytokin-Regulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOCS3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CIS3; SSI3; ATOD4; Cish3; SSI-3; SOCS-3; SOCS3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9021
GenID	9021
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14543
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel