

Anti-Socs4-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wxh5

Artikelnummer: CM0026450



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes SOCS4 (auch bekannt als SOCS7) gerichtet ist und in WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus, geeignet für Studien zur Zytokinsignalisierung und zum EGFR-Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOCS4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SOCS7; SOCS4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	122809
GenID	122809
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 340-440 von humanem SOCS4 (NP_543143.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WXH5
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel