

Anti-Socs5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075159

Artikelnummer: CM0025126

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SOCS5, validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für Zytokin-Signalweg- und Ubiquitinierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOCS5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIS6; CISH6; Cish5; SOCS-5; SOCS5
Spezies	Mensch
GeneID (human)	9655
GeneID	9655
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 von humanem SOCS5 (NP_054730.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	075159
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eistasche