


Anti-Socs6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14544

Artikelnummer: CM0029563



Einführung

Hochwertiger SOCS6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Human und Maus; zielt auf Suppressor of Cytokine Signaling 6, der am Ubiquitin-vermittelten Abbau beteiligt ist. Ideal für die Zytokin-Signalisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOCS6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIS4, SS14, CIS-4, SOCS4, STAI4, SOCS-4, SOCS-6, STAT14, HSPC060, SOCS6
Spezies	Human
GenID (Human)	9306
GenID	9306
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-210 von humanem SOCS6 (NP_004223.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O14544
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel