

## Monoklonaler Anti-Socs7-Antikörper Für Wb, Elisa - 014512

Artikelnummer: CM0007025

### Einführung

SOCS7-Kaninchen-mAb, validiert für WB und ELISA. Zielprotein ist humanes SOCS7, ein 63-kDa-E3-Ligase-Adapter, der die Zytokin- und Insulinsignalisierung reguliert. Ideal für immunologische Nachweisstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SOCS7-Kaninchen-mAb                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | NAP4; NCKAP4; SOCS7                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                            |
| Gen-ID            | 30837                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen SOCS7 (NP_055413.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                            |
| SWISS             | O14512                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 63 kDa                                                                                                            |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                          |