


## Anti-Sod1 Rabbit Monoclonal Antibody Für Wb, Elisa - P00441

Artikelnummer: CM0003655



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches SOD1 (Superoxid-Dismutase [Cu-Zn]), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von oxidativem Stress, antioxidativen Mechanismen und neurodegenerativen Erkrankungen wie ALS.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD Validiert] SOD1 Rabbit mAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; Homodimer; SOD1                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID (Mensch)    | 6647                                                                                                                              |
| GenID             | 6647                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2-154 von menschlichem SOD1 (NP_000445.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                            |
| SWISS             | P00441                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 16kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |